



AGSI
Asahi Glass SI-Tech

MICRO SPHERE GEL

M.S.GEL

シリカ系クロマトグラフィ用充填剤

Silica-based packing for
chromatography



M.S.GEL

MICRO SPHERE GEL

M.S.GELは、わが国でシリカゲル製造歴の最も長い旭硝子エスアイテック（株）と旭硝子（株）開発研究陣が蓄積した技術と経験を生かして開発した真球状のシリカ系液体クロマトグラフィ用充填剤です。原料から最終製品まで一貫した生産管理と品質評価体制を確立し、分析用から大量分取用まで幅広いニーズへの対応を図ってきております。また、液体クロマトグラフィ用以外の分野でもM.S.GELの特徴ある機能を生かした用途開発が可能ですのでご相談下さい。

M.S.GEL is high-purity spherical silica gel and used as silica-based packing for chromatography.

It has been developed by Asahi Glass SI-Tech.Co.,Ltd. (subsidiary company of Asahi Glass) and the R&D staff of Asahi Glass Co.,Ltd. in Japan.

The silica gel has been manufactured by making full use of our technological expertise and accumulated know-how in long history.

Our integrated production system and quality control system ensures the supply of our M.S.GEL in stable and very competitive price.

The super silica gels, M.S.GEL assures the meet of various demands by its characteristics not only HPLC packings but also adsorbents, catalyst carriers, controlled releasing agents, and so on.

M.S.GELの特徴

Characteristics of M.S.GEL

- ① くぼみや亀裂のない、真球状の多孔質の微細粒子ですので最密充填ができ、圧力損失が低く、良好な分離性能のカラムが得られます。
 - ・ Spherical, all-porous fine particles free from cavities and cracks.
 - ・ Can be packed into the most compact form.
 - ・ Offerable low back pressure and good separation performance.
- ② SiO₂純度は99.9%以上で、99.99%以上の高純度品も供給可能です。
 - ・ The purity range of SiO₂ standard (99.9%) to super high purity (99.99%).
- ③ 粒径は2~200 μmの範囲で、用途に応じた任意の粒度が選択可能です。標準品のD品と、特に分析用途に精密分級したDF品が供給可能です。
 - ・ Particle size range 2 μm to 200 μm
 - ・ Any application from high-level microanalysis to industrial use.
 - ・ Available wide variety products, standard particle size distribution D series, to DF series very sharp particle size distribution.
- ④ 平均細孔径は6~30nmの範囲で供給可能です。細孔分布を厳密に制御しており、広い用途範囲に適用できます。
 - ・ Mean pore size available 6 nm to 30 nm.
 - ・ Pore size distribution strictly controlled.
- ⑤ 大きな比表面積 (80~800m²/g)と細孔容積 (0.7~1.5ml/g)を持っています。
 - ・ The M.S.GEL has large surface area (80 to 800m²/g) and large pore volume (0.7 to 1.5ml/g).
- ⑥ ユーザーの仕様に合わせた、オーダーメイドも可能です。
 - ・ Special quality grade acceptable provided consultation.

M.S.GELの表示

Nomenclature of M.S.GEL

Functional group	Grade of silica	Classification	Particle Size	Pore Size
SIL (Silanol)	- (Standard)	D (Standard)	Mean Particle Size (μm)	Mean Pore Size (A=10×nm)
C18 (ODS)	EP (Extra Pure)	DF (Closely Classified)		

Example M.S.GEL SIL EP-DF-5-120A

M.S.GEL for HPLC


EP-DF Grades (purity of SiO₂ 99.99%)
DF Grades (purity of SiO₂ 99.9%)

形状

Shape

完全な真球で、くぼみや亀裂は全くありません。

・Perfect spherical shape free from cavities and cracks.




粒度分布

Particle Size Distribution

粒度分布はシャープであり、粒径は2~20 μmの範囲で任意の粒度のものを選ぶ事ができます。


・Average particle size range 2 μm to 20 μm.
・Particle size distribution very sharp



Particle Size Distribution of DF and EP-DF grades

細孔分布

Pore Size Distribution



平均細孔径は6~30nmの範囲で選択可能で、細孔分布もシャープに制御しています。

- ・Mean pore size available from 6 nm to 30 nm.
- ・Pore size distribution controlled sharply.

純度

Purity

	高純度グレード EP grades	標準グレード Standard grades
Al	5	150
Fe	10	50
Ti	0.5	150
Mg	3	3
Ca	10	10
Na	15	150

SiO₂ 99.99%以上の超高純度品EPグレードの供給が可能です。
純度の低いシリカゲルを化学修飾型充填材の担体に使用すると、残存金属による悪影響がでます。

- ・The super high purity M.S.GEL(EP grades) of SiO₂ is above 99.99%.
- ・The high purity silicagel is ideal for super microanalysis, as it is not influenced by metal ions.

M.S.GELの特性値

Characteristics of M.S.GEL

	EP-DF-2-120A	EP-DF-3-120A	EP-DF-5-120A	EP-DF-7-120A	EP-DF-10-120A	EP-DF-5/15-120A	EP-DF-15-120A	EP-DF-20-120A
Average Particle Size μm	2.2±0.1	2.75±0.1	4.4±0.1	7.5±0.5	10.0±1.0	10.0±1.0	15.0±2.0	20.0±2.0
D10/D90	≤1.65	≤1.65	≤1.65	≤1.65	≤1.65	≤1.90	≤1.90	≤1.90
Specific Surface Area m ² /g	340±20	340±20	340±20	340±20	340±20	340±30	340±30	340±30
Pore Volume ml/g	1.05±0.10	1.05±0.10	1.05±0.10	1.05±0.10	1.05±0.10	1.05±0.10	1.05±0.10	1.10±0.10
Pore Diameter nm	12.5±1.5	12.5±1.5	12.5±1.5	12.5±1.5	12.5±1.5	12.5±1.5	12.5±1.5	12.5±1.5

※M.S.GEL pore size 6,8,10,15,20,30nm for each grade are available.

We can produce chemical bonded silica gel too. Please consult with us.

M.S.GEL for LC


D Grades (purity of SiO₂ 99.9%)

形状

Shape

ほぼ真球状で、充填が容易にできます。

・Spherical and easy packing in column.




粒度分布

Particle Size Distribution

粒径は50~150 μmの範囲で任意の粒度のものを選ぶ事ができます。


・Average particle size range 50 μm to 150 μm.



Particle Size Distribution of D grades

細孔分布

Pore Size Distribution



平均細孔径は6~12nmの範囲で選択可能で、細孔分布もシャープに制御しています。

- Mean pore size available from 6 nm to 12 nm.
- Pore size distribution controlled sharply.

M.S.GELの特性値

Characteristics of M.S.GEL

GRADE	Standard Grade				Neutral Grade			
	D-50-60A	D-75-60A	D-150-60A	D-100-60A	D-50-60A(N)	D-75-60A(N)	D-150-60A(N)	D-100-60A(N)
Particle Size	40-64 μm ≧82%	40-105 μm ≧82%	105-210 μm ≧82%	64-210 μm ≧82%	40-64 μm ≧82%	40-105 μm ≧82%	105-210 μm ≧82%	64-210 μm ≧82%
Surface Area m ² /g	700±50	700±50	700±50	700±50	650±50	650±50	650±50	650±50
Pore Volume ml/g	1.15±0.10	1.15±0.10	1.15±0.10	1.15±0.10	0.90±0.10	0.90±0.10	0.90±0.10	0.90±0.10
Pore Diameter nm	6.5±1.0	6.5±1.0	6.5±1.0	6.5±1.0	6.0±1.0	6.0±1.0	6.0±1.0	6.0±1.0
pH	6.0±0.5	6.0±0.5	6.0±0.5	6.0±0.5	7.0±0.5	7.0±0.5	7.0±0.5	7.0±0.5
Specific Resistance Ωcm	≧50,000	≧50,000	≧50,000	≧50,000	≧50,000	≧50,000	≧50,000	≧50,000
Impurities								
Al ppm	≦150	≦150	≦150	≦150	≦150	≦150	≦150	≦150
Fe ppm	≦50	≦50	≦50	≦50	≦50	≦50	≦50	≦50
Ti ppm	≦200	≦200	≦200	≦200	≦200	≦200	≦200	≦200
Mg ppm	≦50	≦50	≦50	≦50	≦50	≦50	≦50	≦50
Ca ppm	≦50	≦50	≦50	≦50	≦500	≦500	≦500	≦500
Na ppm	≦100	≦100	≦100	≦100	≦100	≦100	≦100	≦100

GRADE	Small Pore Volume Grade		120A Grade	
	D-50-60A SV	D-100-60A SV	D-50-120A	D-100-120A
Particle Size	40-64 μm ≧82%	64-210 μm ≧82%	40-64 μm ≧82%	64-210 μm ≧82%
Surface Area m ² /g	475±25	475±25	320±30	320±30
Pore Volume ml/g	0.75±0.10	0.75±0.10	1.15±0.10	1.15±0.10
Pore Diameter nm	6.0±1.0	6.0±1.0	14.5±1.5	14.5±1.5
pH	7.0±0.5	7.0±0.5	6.0±1.0	6.0±1.0
Specific Resistance Ωcm	≧50,000	≧50,000	≧50,000	≧50,000
Impurities				
Al ppm	≦50	≦50	≦50	≦50
Fe ppm	≦50	≦50	≦50	≦50
Ti ppm	≦50	≦50	≦50	≦50
Mg ppm	≦50	≦50	≦50	≦50
Ca ppm	≦500	≦500	≦50	≦50
Na ppm	≦100	≦100	≦100	≦100

Example of separation by

M.S.GEL SIL for HPLC

Separation of Acid & Base.

Column: 4.6mmID×250mm

Packing: EP-DF-5-120A

Sample: 1. Benzene

2. Benzotrifluoride

3. Methylbenzoate

4. Nitrobenzene

5. Phenol


6. Aniline

Mobile phase:

n-Hexane:EtOH 90:10(v/v)

Flow rate: 1.0ml/min

Detector: UV(254nm) at 40°C



M.S.GEL ODS for HPLC

Separation of Standard Samples

Column: 4.6mmID×150mm

Packing: C18-EP-DF-5-120A

Sample: 1. Uracil

2. Caffeine

3. Phenol

4. Ethyl pyridine

5. Methyl benzoate

6. Benzene

7. N,N-dimethylaniline


8. Toluene

9. Phenylacetyl acetone

Mobile phase: Methanol:Water:
50:50(v/v)

Flow rate: 1.0ml/min


Detector: UV(254nm) at 40°C



M.S.GEL

M.S.GEL SIL for LC

Separation of Vitamin K



Column: 10mmID×150mm

Packing: D-100-60A

Sample: 1. Vitamin K1 (10,000ppm)

2. Vitamin K3 (10,000ppm)

(charge volume 20 μ l)


Mobile phase: n-Hexane:Diethylether

93:7(v/v)

Flow rate: 3.0ml/min

Detector: UV(254nm) at 40.0°C

Separation of Fatty acid ester



Column: 10mmID×150mm

Packing: D-100-60A

Sample: 1. Methyl Stearate (50,000ppm)

2. Methyl n-Octanoate (25,000ppm)

(charge volume 100 μ l)

Mobile phase: n-Hexane:Diethylether:Water

98:1:1(v/v/v)

Flow rate: 1.5ml/min

Detector: UV(210nm) at 35.0°C



旭硝子エスアイテック株式会社

URL <http://www.agsi.co.jp/>

本社 北九州市若松区北湊町13-1
〒808-0027 電話 093(761)1135 FAX 093(771)6161
東京営業所 東京都中央区日本橋室町4-1-16(室町ミクニビル9階)
〒103-0022 電話 03(6214)3833 FAX 03(3231)3740



Sales Agency in North America

AGA CHEMICALS, INC

2201 Water Ridge Parkway, Suite 400 Charlotte, N.C. 28217
Phone: 1-704-329-7600 Facsimile: 1-704-357-6308

Sales Agency in Europe

ASAHI GLASS EUROPE B.V.

World Trade Center Strawinskylaan 1525 1077XX Amsterdam, Netherlands
Phone: 31-20-573-6040 Facsimile: 31-20-575-3191

Manufacturer

Asahi Glass SI-Tech.Co.,Ltd.

Head Office
13-1, Kitaminato-machi, Wakamatsu-ku, Kitakyusyu, Fukuoka 808-0027, JAPAN
Phone: 81-93-761-1135 Facsimile: 81-93-771-6161

Tokyo Business Office
Muromachimikuni Bldg 9F, 4-1-16, Nihonbashimuro-machi, Chuo-ku, Tokyo, 103-0022, JAPAN
Phone: 81-3-6214-3833 Facsimile: 81-3-3231-3740

